

Mascarilla quirúrgica desechable FAHER tipo I CE azul 3 capas



Referencia: SE1230A
EAN-13: 8427429710662
Marca: FAHER

- **Eficacia de filtración:** La mascarilla tipo I CE ofrece una alta eficacia de filtración bacteriana, lo que proporciona una protección efectiva contra aerosoles y partículas presentes en el aire.
- **Comodidad y ajuste:** Está diseñada con materiales suaves y cómodos que permiten un ajuste adecuado al rostro, minimizando la irritación y el malestar durante su uso prolongado.
- **Protección frente a infecciones:** Al usar esta mascarilla, el usuario se protege a sí mismo y a los demás, reduciendo el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas.
- **Confianza y tranquilidad:** Al contar con un producto certificado y de calidad, el usuario puede tener la confianza de estar tomando medidas adecuadas para proteger su salud.

Descripción general

La mascarilla quirúrgica desechable tipo I CE es un producto de protección personal utilizado en entornos médicos y otras situaciones donde se requiere una barrera para evitar la propagación de microorganismos. Está clasificada como tipo I según la normativa europea EN 14683 y cumple con los requisitos para su uso en procedimientos médicos no invasivos.

AZUL TRES CAPAS.

NORMA UNE-EN 14683: 2019 + AC:2019 Y DIRECTIVA 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Está fabricada para reducir el riesgo de transmisión de infecciones, sobre todo en situaciones de pandemia.

No están previstas para ser usadas por personal sanitario en quirófano o entornos similares.

Uso frente a infecciones tipo COVID-19 o síntomas de otras infecciones.

Se puede utilizar por personal sanitario que acompañe a los pacientes a las zonas de aislamiento.

Resultados de los test realizados para la norma:

Eficiencia de filtración bacteriana >95%

Presión diferencial (pa/cm²) <40

Limpieza microbiana (cfu/g)>30

Recomendaciones de uso:

Lávese las manos: Antes de colocar la mascarilla, asegúrese de lavar o desinfectar correctamente sus manos.

Colocación adecuada: Ajuste la mascarilla sobre la nariz, cubriendo la boca y la barbilla, y asegúrese de que no haya espacios sueltos entre la cara y la mascarilla.

No toque la mascarilla: Evite tocar la mascarilla mientras la lleva puesta, y en caso de hacerlo, lávese las manos inmediatamente.

Uso máximo: Utilice la mascarilla durante el tiempo recomendado por el fabricante, generalmente no más de 4 horas.

Eliminación segura: Después de su uso, deseche la mascarilla en un contenedor adecuado y lave sus manos nuevamente.

3 Recomendaciones de mantenimiento:

Almacenamiento adecuado: Guarde las mascarillas en un lugar limpio y seco, lejos de la luz solar directa y productos químicos.

Evite la reutilización: Estas mascarillas están diseñadas para ser de un solo uso y no deben ser reutilizadas.

Inspección antes del uso: Antes de ponerse la mascarilla, verifique que no esté dañada o sucia, y descarte aquellas que presenten desperfectos.

8 Sectores industriales de aplicación:

Hospitales y centros de atención médica.
Laboratorios y entornos de investigación científica.
Industria farmacéutica y de biotecnología.
Empresas de fabricación y producción.
Comercios minoristas y supermercados.
Transporte público y privado.
Oficinas y espacios de trabajo compartidos.
Restaurantes y servicios de alimentos.

Características

Valvula	No
Filtro intercambiable	No
Forma de sujeción	Gomillas
Reutilizabilidad	No
Clase	Tipo I
Tipo de reutilizabilidad	No

Acabados

Color	Azul
-------	------

Certificaciones

Garantía	3 Años
Certificación	Marcado CE NORMA UNE-EN 14683: 2019 + AC:2019 Y DIRECTIVA 93/42/CEE

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Presentación	CAJA

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 25/05/2021

Clasificación

UNSPSC	· Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad / Seguridad y protección personal / Protección de la respiración / Máscaras o accesorios (46182001)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL / PROTECCIÓN RESPIRATORIA (08040906)

Enlaces

pdf	Ficha SE1230A
-----	-------------------------------