

Mod. 1292 Colg. adherente reutilizable con gancho móvil



Referencia: 1292-0
EAN-13: 8414419015531
Marca: Inofix

Color: transparente

8 414419 015531 >

Descripción general

Descripción

Colgador adherente reutilizable Stick&Go! con gancho móvil

Propiedades

Colgador auto adherente y reutilizable gracias a la fijación por micro ventosas.

El gancho móvil ofrece una gran versatilidad permitiendo instalar el colgador tanto en posición vertical como en horizontal, soportando hasta un máximo de 3Kg de peso en ambos casos.

Alta adherencia en superficies lisas, planas y no porosas tales como: cristales, azulejos, maderas lacadas, metal etc...

Resistente al agua, soporta ambientes húmedos y temperaturas altas.

Muy fácil de instalar.

Aplicaciones

Indicado para la organización de pequeños objetos en la cocina, el baño u otros espacios de trabajo. Ideal para colgar distintos objetos decorativos o funcionales en casa o en la oficina tales como joyería, textiles, accesorios de cocina y baño, etc...

Instalación

Limpie con alcohol la superficie donde quiere colocar el producto.

Retire el plástico protector.

Fije el colgador presionando la base desde el centro hacia los lados para evitar la formación de burbujas de aire.

Consejos y Trucos

Aplicar en superficies lisas y limpias de polvo y grasa. La fijación en superficies porosas o sobre recubrimientos LSE (Low Surface Energy) puede reducir el rendimiento indicado.

Con el paso del tiempo el colgador puede perder adherencia. Para recuperar las propiedades auto adherentes de su base, lávela con agua y séquela completamente al aire o con un secador. Nunca con un paño.

Características

Color transparente

Tipo Fijación Fijación por micro ventosas

Acabados

Color	transparente
-------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6.5
Ancho artículo (cm)	2
Alto artículo (cm)	6.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	8,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,40
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00
Presentación	blister